



VERSAONE™ TROCAR CON LAMA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice	Descrizione	Quantità nella scatola
B5SHS	Trocar con lama VersaOne™ 5 mm corto (70 mm) cannula liscia	6 per confezione
B5SHF	Trocar con lama VersaOne™ 5 mm corto (70 mm) cannula fissaggio	"
B5STS	Trocar con lama VersaOne™ 5 mm standard (100 mm) cannula liscia	"
B5STF	Trocar con lama VersaOne™ 5 mm standard (100 mm) cannula fissaggio	"
B11STS	Trocar con lama VersaOne™ 11 mm standard (100 mm) cannula liscia	"
B11STF	Trocar con lama VersaOne™ 11 mm standard (100 mm) cannula fissaggio	"
B12STS	Trocar con lama VersaOne™ 12 mm standard (100 mm) cannula liscia	"
B12STF	Trocar con lama VersaOne™ 12 mm standard (100 mm) cannula fissaggio	"
B12LGS	Trocar con lama VersaOne™ 12 mm lungo (150 mm) cannula liscia	"
B12LGF	Trocar ottico VersaOne™ 12 mm lungo (150 mm) cannula fissaggio	"

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Cannula	<ul style="list-style-type: none">▪ Poliammide trasparente▪ Poliisoprene (gomma sintetica)▪ Elastomero termoplastico C-Flex▪ Polietilene ad alta densità Marlex 9006▪ Olio di silicone
Otturatore	<ul style="list-style-type: none">▪ Acrilonitrile-butadiene-stirene▪ Acciaio inossidabile▪ Nylon▪ Policarbonato

DIMENSIONI

Lunghezza del trocar	Corto	70 mm
	Standard	100 mm
	Lungo	150 mm

CONFEZIONAMENTO (VALIDO PER TUTTI I CODICI)

	Materiale	Quantità
Confezionamento esterno	Scatola di cartone	1
Confezionamento interno	Involucro traspirante morbido in Tyvek®	6

INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE

	Dimensioni scatola spedita (cm)
B5SHF, B5SHS, B5STF, B5STS	L 30,5 x L 12,7 x P 12,7
B11STF, B11STS, B12STF, B12STS	L 22,9 x L 12,3 x P 26,7

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Senza lattice	✓
Senza DEHP	✓
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene
Scadenza del prodotto	5 anni
Marchio CE	Classe IIa secondo la direttiva EU 93/42/EEC, allegato II.3

IMPORTANTE: Per tutte le istruzioni, le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le precauzioni, consultare le istruzioni per l'uso incluse nella confezione.

© 2017 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi commerciali di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi commerciali di una società Medtronic. 16-eu-versaone-bladed-tech-sheet-it-1477304

Medtronic
Further, Together