

Medtronic

# Premium Surgiclip™ II clips de titanio



## Información sobre el producto

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
134051	Premium Surgiclip™ II M-9.75, 20 Clips de Titanio Medianos	6
134053	Premium Surgiclip™ II M-11.5, 30 Clips de Titanio Medianos	6

## Materiales de fabricación

134051	ABS GE, 301, 302, 304, 420 316L de Acero Inoxidable, Aluminio 5052, Policarbonato GE, Policarbonato 20% de Cristal, Acetel Dupont Delrin, Composición de titanio, Nylon 20% relleno de vidrio, Composición de titanio, PPA 40% relleno de vidrio, Polipropileno/Talco relleno, 21 SP Nylon
134053	ABS GE Cycolac, 301, 302, 304, 316L 420 Acero Inoxidable, Policarbonato GE, Policarbonato 20% Vidrio, Nylon 30% relleno de vidrio, Composición de titanio, PPA 40% relleno de vidrio, Polipropileno/Talco relleno, 21 SP Nylon

## Especificaciones de los clips

Tamaño del clip	Longitud del clip (cerrado)	Dimensiones del alambre del clip	Número de clips	Longitud aproximada del aplicador de clips	
M-9.75 	4.6 mm 	6 mm	0.50 x 0.76	20	25 cm
M-11.5 	4.6 mm 	6 mm	0.50 x 0.76	30	30 cm

## Información de envío

	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja interna	375 x 141 x 127 (largo x ancho x alto)

## Información adicional

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIb de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

Este material no debe considerarse la fuente exclusiva de información, no reemplaza la información contenida en los manuales del producto. Consulte los manuales del producto para obtener información detallada sobre el uso previsto, el procedimiento, las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles eventos adversos.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Medtronic y/o consulte los sitios web de Medtronic. Productos sanitarios Medtronic conformes a la legislación española vigente

© 2025 Medtronic. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Engineering the extraordinary son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa Medtronic. EMEA-AI-2200019-premium-surgiclip-ii-tech-sheet-es-es-7815528

[medtronic.com/covidien/es](https://www.medtronic.com/covidien/es)