



# Endo Clinch™ II

## Laparoskopisches Handinstrument 5 mm

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
174317	Endo Clinch™ II 5 mm, Einweginstrument mit Ein/Aus-Ratschenschalter – Länge 31 cm	6

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 301, 302, 303 und 17-4 PH, 304 gesintert, 10 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, Polycarbonat 20 % Glas, PVC GRADE 6K10, STYLE VW 11, Aluminium 2011-T3 oder 6061-T6, Silikonkautschuk Härtegrad 70, Polyurethan

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung der Versandverpackung (mm)
Innenkarton	L 610 × B 191 × H 70

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Strahlung
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Ila gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endo-clinch-tech-sheet-de-2341867

**Medtronic**  
Further, Together