

# Endo Clinch™ II

## strumento per laparoscopia da 5 mm



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
174317	Endo Clinch™ II 5 mm, strumento monouso con interruttore ratchet on/off, lunghezza 31 cm	6

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Acciaio inossidabile 301, 302, 303, 17-4 P.H., acciaio inossidabile 304 sinterizzato, policarbonato riempito di fibre di vetro 10%, policarbonato 20% fibre di vetro, PVC GRADO 6K10, STILE VW 1, alluminio 2011-T3 o 6061-T6, durometro gomma/silicone 70, poliuretano

### INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE

	Dimensioni scatola spedita (mm)
Scatola interna	L 610 × P 191 × A 70

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Privo di lattice	✓
Privo di DEHP	✓
Metodo di sterilizzazione	Radiazioni
Scadenza del prodotto	5 anni
Marchio CE	Ila secondo la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (MDD), Allegato II ad eccezione di (4)

**IMPORTANTE:** Fare riferimento al foglietto illustrativo per le istruzioni, le controindicazioni, le avvertenze e le precauzioni complete.

© Medtronic 2018. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi commerciali di una società Medtronic. 18-weu-endo-clinch-tech-sheet-it-2341867

**Medtronic**  
Further, Together