



Mini Step™

Trócares Sin Cuchilla

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Unidad de medida	Cdad.
MS101003	Mini Step™ cánula de 2/3 mm y dilatador con manga radial expansible. Utilizar únicamente con los instrumentos Step™ y Mini Step™.	Caja	10
MS101008	Mini Step™ cánula de 7 mm/8 mm y dilatador con manga radial expansible y reductor de 7/8 - 5 mm	Caja	10
MS101005	Mini Step™ cánula de 5 mm y dilatador con manga radial expansible y reductor de 5 - 2/3 mm	Caja	10
MS100703	Mini Step™ cánula corta de 2 mm/3 mm y dilatador con manga radial expansible	Caja	10
MS100708	Mini Step™ cánula corta de 7/8 mm y dilatador con manga radial expansible y reductor de 7/8 - 5 mm	Caja	10
MS100705	Mini Step™ cánula corta de 5 mm y dilatador con manga radial expansible y reductor de 5 - 2/3 mm	Caja	10

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Manga	ABS, nailon
Fiador	Poliuretano
Cánula	Poliuretano

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Referencia	Tamaño de caja interna (mm)
MS101003	256 × 146 × 399 (largo × ancho × alto)
MS101008	256 × 146 × 399 (largo × ancho × alto)
MS101005	256 × 146 × 399 (largo × ancho × alto)
MS100703	256 × 146 × 399 (largo × ancho × alto)
MS100708	257 × 117 × 152 (largo × ancho × alto)
MS100705	257 × 117 × 152 (largo × ancho × alto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Estéril	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno, conservación normal y condiciones de almacenamiento
Tiempo de conservación	5 años

IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas.

© Medtronic 2018. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.
18-weu-mini-step-bladeless-trocars-tech-sheet-es-2518825

Medtronic
Further, Together