



# VersaStep™ Plus

## Sistema de Acceso Radial Expansible de Un Solo Uso

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Description	Unidad de medida	Cdad.
VS101000	VersaStep™ manga radial expansible	Caja	6
VSR100005	VersaStep™ manga radial expansible reutilizable con Versaseal™ de 5 mm	Caja	6
VSR100812P	VersaStep™ manga radial expansible reutilizable de 5 - 12 mm con Versaseal Plus™ de 5 - 12 mm	Caja	6
VSR100800	VersaStep™ manga corta radial expansible reutilizable	Caja	6
VSR107005	VersaStep™ corta de 5 mm reutilizable Versaseal™ con manga radial expansible	Caja	6
VSR107812P	VersaStep™ manga corta radial expansible reutilizable con Versaseal Plus™ de 5 - 12 mm	Caja	6

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

Manga	ABS, nailon
Fiador	Poliuretano
Cánula	Poliuretano

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Estéril	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno, conservación normal y condiciones de almacenamiento
Tiempo de conservación	5 años

**IMPORTANTE:** Consulte el prospecto para conocer las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas.

© Medtronic 2018. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.  
18-weu-versastep-plus-single-use-tech-sheet-es-2518624

**Medtronic**  
Further, Together