

Kan ik door de veiligheidspoortjes op het vliegveld als ik een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor heb?

JA

Loop met normale snelheid door de veiligheidspoortjes.
Stop niet onder de veiligheidspoortjes en raak de veiligheidspoortjes niet aan wanneer u er onder door loopt.

Scanners voor het hele lichaam zijn veilig te gebruiken volgens de instructies.

Vraag de beveiligingsmedewerker om de handscanner niet direct boven uw apparaat te houden of herhaaldelijk over uw apparaat te bewegen. U kunt uw apparaat-identificatiekaart laten zien en erom vragen om handmatig gefouilleerd te worden.

