

Μπορώ να οδηγήσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αν έχω βηματοδότη ή απινιδωτή;

ΝΑΙ



Εάν έχετε βηματοδότη ή απινιδωτή, είναι ασφαλές να οδηγείτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Όταν φορτίζετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κρατήστε απόσταση 30 εκατοστών μεταξύ της καρδιακής συσκευής σας και του σταθμού φόρτισης.

