

TruClear™ Hysteroskop-Set, dual

Integrieren Sie Hysteroskopie in Ihre Praxis.



Führen Sie hysteroskopische Eingriffe mit unserem erweiterten Portfolio an TruClear™ Hysteroskopen durch, die für die Diagnose und Behandlung konzipiert sind.

Als neuestes Mitglied der TruClear™ Produktfamilie stellt TruClear™ Hysteroskop-Set, dual einen diagnostischen und einen operativen Schaft für den Einsatz in Ihrer Praxis bereit.

Es ist das komplette hysteroskopische Angebot, das Sie benötigen, um die diagnostischen und therapeutischen Verfahren für Ihre Patientinnen in der gewohnten, beruhigenden Atmosphäre Ihrer Praxis zu erweitern.

Diagnostischer Nutzen

- Einfache Einführung in den Zervikalkanal und die Gebärmutterhöhle durch abgeschrägte Spitze¹
- Winkelblick, mit dem die Gebärmutterhöhle mit einem 30°-Endoskop einsehbar ist
- Untersuchung der Gebärmutterhöhle mit einem kleinen 4-mm-Diagnoseschaft
- Geringe bis gar keine Dilatation mit dem Diagnoseschaft^{1,2}

Chirurgischer Nutzen


- Sorgt für klare Sicht im Operationsfeld durch integrierten kontinuierlichen Durchfluss^{2,3}
- Zugang zur Gebärmutterhöhle mit dem langen Schaft
- Kann mit Ihrem bevorzugten Handinstrument verwendet werden[†]

Praktischer Nutzen


- Durchführung von hysteroskopischen Verfahren zur Diagnose und Behandlung mit der Möglichkeit, sowohl einen diagnostischen als auch einen operativen Schaft zu verwenden

[†]Handinstrumente müssen einen Durchmesser von 5 Fr und eine Länge von 18 Zoll haben

TruClear™ operativer Schaft, dual




TruClear™ diagnostischer Schaft, dual



Bestellinformationen

Produktnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
8300057945	TruClear™ Hysteroskop, dual	1 Stück
8300057946	TruClear™ diagnostischer Schaft, dual	1 Stück
8300057947	TruClear™ operativer Schaft, dual	1 Stück
8300055246	Ersatzgummidichtung	1 Stück
8300059605	TruClear™ Ersatz-Set für Absperrhahn, Diagnostik (zur Verwendung mit 8300057946)	1 Stück
8300059594	TruClear™ Gewinding, dual (zur Verwendung mit 8300057946)	1 Stück
8300059604	TruClear™ O-Ring, dual (zur Verwendung mit 8300057946)	5er-Pack
8300054627	Polierpaste (zur Verwendung mit 8300057945)	1 Stück
8300055288	Ersatz-Set für kleinen Absperrhahn (zur Verwendung mit 8300057947)	1 Stück





Weitere Informationen erhalten
Sie von Ihrem Medtronic
Repräsentanten.

**[medtronic.com/covidien/
de-de/clinical-solutions/
office-hysteroscopy.html](https://medtronic.com/covidien/de-de/clinical-solutions/office-hysteroscopy.html)**



**Scannen Sie den QR-Code und
entdecken Sie weitere Möglichkeiten,
die Eingriffe in Ihrer Praxis mit dem
TruClear™ System zur hysteroskopischen
Gewebeentfernung zu rationalisieren.**

1. Interner Prüfbericht RE00440188 Rev Duo Insertion Claim Test Report, 26. Januar 2023
2. Interner Prüfbericht RE00192361 Dynamite Hysteroscope Evaluation Testing Report, 29. März 2019
3. Interner Prüfbericht RE00192361-1 Appendix A - OEM-Private Label Screening Test Results, 29. März 2019

Wichtig: Vollständige Anweisungen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

© 2023 Medtronic. Medtronic, das Medtronic Logo und Engineering the extraordinary sind Marken von Medtronic.

™* Marken Dritter sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens. EMEA-UW-2300003-truclear-duo-info-sheet-de-de-8673516

medtronic.com/covidien/de

Medtronic