

RENFORT DE PAROI POUR HERNIE DE L'AINE



Parietex™ Lap ProGrip™

Renfort auto-fixant

Caractéristiques du produit

Voie d'abord	Cœlioscopie
Positionnement	Extrapéritonéal
Matériau	Textile semi-résorbable en polyéthylène téréphtalate (PET) monofilament hydrophile 2D et grips en acide polylactique (PLA) résorbable
Résorption	> 18 mois
Grammage	Avant résorption du PLA : 82 g/m ² Après résorption du PLA : 49 g/m ²
Porosité	1,8 x 1,8 mm
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Compatible avec nos dispositifs de fixation et d'accès	Absorbatack™, Reliatack™, Endo Universal™, Protack™
Tailles et formes	Rectangulaire et anatomique (côté droit, côté gauche) 13 x 9 cm, 15 x 10 cm, 16 x 12 cm

Références et désignations

ProGrip™

Renfort auto-fixant en polyester et PLA



Référence	Description	Qté/Boîte
LPG1309AR	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Rectangulaire, 13 x 9 cm, côté droit	1
LPG1309AL	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Rectangulaire, 13 x 9 cm, côté gauche	1
LPG1510	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Rectangulaire, 15 x 10 cm	1
LPG1510AR	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Anatomique, 15 x 10 cm, côté droit	1
LPG1510AL	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Anatomique, 15 x 10 cm, côté gauche	1
LPG1612	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Rectangulaire, 16 x 12 cm	1
LPG1612AR	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Rectangulaire, 16 x 12 cm, côté droit	1
LPG1612AL	Lap ProGrip™ renfort monofilament 2D Rectangulaire, 16 x 12 cm, côté gauche	1

VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

© Medtronic, France. Septembre 2017. CARL : 1306.
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.
Imprimé par RR Donnelley. www.rrdgs.com.
Réalisation hors system

www.medtronic.fr

Medtronic France S.A.S
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. +33(0)1 55 38 17 00
Fax : +33(0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

Medtronic