

# FIXATION DE RENFORT DE PAROI EN COELIOSCOPIE



## ReliaTack™

Dispositif de fixation  
articulé et rechargeable

### Caractéristiques du produit

Voie d'abord	Cœlioscopie
Matériau	Agrafe en copolymère polyester synthétique résorbable dérivé d'un acide lactique et glycolique
Résorption	3 à 5 mois
Longueur	Avec la recharge de 5 agrafes : 38,53 cm Avec la recharge de 10 agrafes : 41,19 cm
Diamètre	5 mm
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Nombre d'agrafes	30, 10 et 5

## Références et désignations

### ReliaTack™ 5 mm

Dispositif de fixation articulé et rechargeable avec agrafes résorbables



Référence	Description	Qté/Boîte
<b>RELTACK3X10</b>	<b>ReliaTack™</b> Dispositif de fixation livré avec 3 recharges de 10 agrafes en PGLA	<b>6</b>
<b>RELTACK10R</b>	<b>Chargeur ReliaTack™</b> Recharge contenant 10 agrafes en PGLA	<b>6</b>
<b>RELTACK5R</b>	<b>Chargeur ReliaTack™</b> Recharge contenant 5 agrafes en PGLA	<b>6</b>

VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE  
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

© Medtronic, France. Septembre 2017. CARL : 1301.  
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.  
Imprimé par RR Donnelley. [www.rrdgd.com](http://www.rrdgd.com).  
Réalisation hors system

**[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)**

Medtronic France S.A.S  
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001  
92513 Boulogne-Billancourt Cedex  
Tél. +33(0)1 55 38 17 00  
Fax : +33(0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

**Medtronic**