

RENFORT DE PAROI POUR HERNIE VENTRALE



Versatex™

Renfort de paroi macroporeux

Caractéristiques du produit

Voies d'abord	Cœlioscopie et laparotomie
Positionnement	Extrapéritonéal
Matériau	Textile en polyéthylène téréphtalate (PET) monofilament 3D Marquage central vert en polyéthylène téréphtalate (PET) monofilament 2D
Résorption	Non résorbable
Grammage	64 g/m ²
Porosité	2,9 x 2,1 mm
Stérilisation	Rayons gamma
Compatible avec nos dispositifs de fixation et d'accès	ReliaTack™, AbsorbaTack™, ProTack™, Tacker™, Endo Hernia™, Endo Universal™, Versatack™, Stat Tack™
Possibilité de redécoupage	Découpe possible sans démaillage
Tailles et formes	Rectangulaire : 11 x 6 cm, 15 x 10 cm, 45 x 30 cm Carrée : 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 50 x 50 cm

Références et désignations

Versatex™

Renfort en polyester

Référence	Description	Qté/Boîte
VTX1106	Versatex™ renfort monofilament 3D Rectangulaire, 11 x 6 cm	1
VTX1106X3	Versatex™ renfort monofilament 3D Rectangulaire, 11 x 6 cm	3
VTX1510	Versatex™ renfort monofilament 3D Rectangulaire, 15 x 10 cm	1
VTX1510X3	Versatex™ renfort monofilament 3D Rectangulaire, 15 x 10 cm	3
VTX1515	Versatex™ renfort monofilament 3D Carré, 15 x 15 cm	1
VTX1515X3	Versatex™ renfort monofilament 3D Carré, 15 x 15 cm	3
VTX1515M	Versatex™ renfort monofilament 3D et 2D Carré avec marquage central vert, 15 x 15 cm	1
VTX1515MX3	Versatex™ renfort monofilament 3D et 2D Carré avec marquage central vert, 15 x 15 cm	3
VTX2020M	Versatex™ renfort monofilament 3D et 2D Carré avec marquage central vert, 20 x 20 cm	1
VTX3030M	Versatex™ renfort monofilament 3D et 2D Carré avec marquage central vert, 30 x 30 cm	1
VTX4530M	Versatex™ renfort monofilament 3D et 2D Rectangulaire avec marquage central vert, 45 x 30 cm	1
VTX5050M	Versatex™ renfort monofilament 3D et 2D Carré avec marquage central vert, 50 x 50 cm	1

VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

© Medtronic, France. Septembre 2017. CARL : 1299.
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.
Imprimé par RR Donnelley. www.rrdgd.com.
Réalisation hors system

www.medtronic.fr

Medtronic France S.A.S
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. +33(0)1 55 38 17 00
Fax : +33(0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

Medtronic