

# PLATEFORME D'ÉNERGIE VALLEYLAB™ FX8

Présentation des dernières avancées  
Notre plateforme d'énergie Valleylab™ FX8  
vous apporte la même précision que le  
Valleylab™ FT10<sup>1</sup>.

## Interface de contrôle intuitive

- Un écran tactile à trois sections
- Des commandes simples et un affichage clair des informations
- Ajout de nouvelles fonctionnalités grâce à la mise à jour du logiciel

## Mode Valleylab™

Disponible sur la plateforme d'énergie Valleylab™ FX8  
avec le dispositif électrochirurgical Force Triverse™



# PLATEFORME D'ÉNERGIE VALLEYLAB™ FX8

## EFFETS CONSTANTS SUR LES TISSUS. CONCEPTION INTUITIVE.

La plateforme d'énergie Valleylab™ FX8 fonctionne avec notre technologie de détection des tissus intelligente TissueFect™. Cela signifie qu'elle peut surveiller les variations d'impédance tissulaire 434 000 fois par seconde<sup>2</sup> et ajuster la production d'énergie en conséquence.

La plateforme d'énergie Valleylab™ FX8 offre :

- Deux sorties monopolaires (dont une sortie monopolaire avancée pour mode Valleylab™)
- Une sortie bipolaire (mode auto-bipolaire intégré)
- Une surveillance des tissus plus rapide que celle du générateur électrochirurgical Force FX™<sup>2-3</sup>



## F14 14F9B79/ 814G÷ B5H€B

Référence	Description	Quantité par boîte
J @ L ; 9B	Plateforme d'énergie Valleylab™ FX8	1 unité

1. D'après le rapport interne n° RE00105221, « Comparison testing of the Valleylab™ FT10 and ForceTriad™ generators ». La plateforme d'énergie Valleylab™ FT10 présente des courbes de puissance identiques et une capacité de distribution d'énergie équivalente pour les modes partagés avec la plateforme d'énergie Valleylab™ FX8. Juillet 2017.
2. Notice d'utilisation de la plateforme d'énergie Valleylab™ FX8.
3. Force FX™ electro-surgical generator 8C part #PT00002139 [service manual]. Boulder, CO: Medtronic. 2014.

À destination des professionnels de santé

La plateforme d'énergie Valleylab™ FX8 est un dispositif médical de classe IIb - fabriqué par Covidien LLC - CE 0086.

## Medtronic

Medtronic France S.A.S.  
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001  
92513 Boulogne-Billancourt Cedex  
Tél. : +33 (0)1 55 38 17 00  
Fax : +33 (0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

La plateforme d'énergie Valleylab™ FX8 est un générateur électrochirurgical haute fréquence destiné à être utilisé avec des accessoires monopolaires et bipolaires pour la coupe et la coagulation de tissus. Le générateur est destiné à une utilisation en chirurgie générale et dans des domaines spécialisés tels que la chirurgie urologique, vasculaire, thoracique, plastique, gynécologique, reconstructive et colorectale.

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

UC201810586FF

© Medtronic 2018. Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.

Imprimé en France par RR Donnelley. [www.rrdonnelley.com](http://www.rrdonnelley.com). Création Février 2018.