

GÉNÉRATEUR DE FUSION TISSULAIRE

VALLEYLAB™ LS10

La gamme Valleylab™

Depuis les plateformes d'énergie en passant par les dispositifs électrochirurgicaux jusqu'aux instruments de fusion tissulaire LigaSure™

TECHNOLOGIE TISSUEFFECT™

Contrôle l'impédance des tissus et ajuste les paramètres de l'énergie 20 000 fois par seconde.¹



PANNEAU DE COMMANDE SIMPLIFIÉ

Un seul bouton marche/arrêt, un seul port de raccordement de l'instrument LigaSure™.

CONNECTEUR SMART™

Reconnait l'instrument LigaSure™ utilisé et configure automatiquement les paramètres d'énergie adaptés à l'instrument connecté.

COMPACT ET LÉGER

Encombrement minimal, facilement portable
Dimensions : 30,0 x 10,5 x 37,7 cm
Poids : 5,5 kg

GÉNÉRATEUR DE FUSION TISSULAIRE VALLEYLAB™ LS10

EFFETS CONSTANTS
SUR LES TISSUS.
CONCEPTION INTUITIVE.



Le générateur de fusion tissulaire LigaSure™ LS10 est conçu pour l'utilisation des instruments de fusion tissulaire LigaSure™ de dernière génération (Séries LF) ainsi que les instruments de la gamme LigaSure Atlas™.

Ces instruments possèdent une puce RFID (Identification Radiofréquence) qui leur permet d'être reconnus par le générateur qui va automatiquement adapter ses paramètres en fonction de l'instrument connecté.

Liste des instruments compatibles avec le générateur de fusion tissulaire LigaSure™ LS10 :

- Gamme LigaSure™ Maryland LF1937, LF1923, LF1944
- Gamme LigaSure™ Blunt Tip LF1837, LF1823, LF1844
- LigaSure™ Impact LF4418
- LigaSure™ Small Jaw LF1212
- LigaSure™ Exact LF2019
- Gamme LigaSure™ Curved Jaw LF3225, LF3225C
- Gamme LigaSure™ Atlas

F 1/4 1/4 F 9 B 7 9 / ' 8 1/4 G ÷ B 5 H € B

Référence	Description	Quantité par boîte
VLLS10GEN	Générateur monocanal de fusion des vaisseaux Valleylab™ LS10	1 unité
LS0300	Pédale de commande unique LigaSure™	1 unité

1. Basé sur la notice d'utilisation du générateur de fusion tissulaire Valleylab™ LS10

À destination des professionnels de santé

Le générateur de fusion tissulaire Valleylab™ LS10 est un dispositif médical de classe IIb - fabriqué par Covidien LLC - CE 0086.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 38 17 00
Fax : +33 (0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr

Le générateur de fusion tissulaire Valleylab™ LS10 est un générateur électrochirurgical intégrant la technologie de fusion tissulaire LigaSure™. La fonction de fusion des tissus est indiquée pour la fusion des vaisseaux allant jusqu'à 7 mm de diamètre inclus, des amas tissulaires et des vaisseaux lymphatiques. pour une utilisation en chirurgie générale et dans les spécialités suivantes telles que la chirurgie urologique, vasculaire, thoracique, plastique, gynécologique, reconstructive et colorectale.

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

UC201810823FF

© Medtronic 2018. Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.

Imprimé en France par RR Donnelley. www.rrdonnelley.com. Création Février 2018.