



DISSECTEUR LIGASURE™ EXACT

MORS FINS ET COURBES
À NANO-REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT

Medtronic
Further. Together.*

*Avancer, Ensemble

TECHNOLOGIE DE FUSION TISSULAIRE LIGASURE™ EXACT

Notre nouveau dissecteur LigaSure™ Exact est alimenté par les plateformes d'énergie Valleylab™ FT10 et Valleylab™ LS10 . Ses mors fins et courbes permettent :

- de disséquer
- de travailler dans des espaces étroits



Anneaux
doux au toucher

Mors courbes et fins dotés
d'un nano-revêtement
anti-adhérent

COVIDIEN

Gâchette de coupe

Longueur : 21cm

Bouton d'activation

F14 1F9B79/ 81G B5HCB

Référence	Description du produit	Quantité par boîte
LF2019	Dissecteur LigaSure™ Exact	6 unités

À destination des professionnels de santé

Le dissecteur LigaSure™ Exact est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Covidien LLC, CE n° 0086.

Le dissecteur LigaSure™ Exact est un instrument électrochirurgical bipolaire conçu pour les interventions de chirurgie ouverte qui requièrent la ligature et la division de vaisseaux, de faisceaux de tissus et de tissus lymphatiques. L'instrument de fusion/division LigaSure™ peut être utilisé sur les vaisseaux (artères et veines) allant jusqu'à 7 mm. Il est indiqué en chirurgie générale et dans les spécialités chirurgicales telles que la chirurgie urologique, thoracique, plastique et de reconstruction.

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 38 17 00
Fax : +33 (0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr

UC201810589FF

© Medtronic 2018. Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.
Imprimé en France par RR Donnelley. www.rrdonnelley.com. Création Mois 2018.