

AGRAFE CLASSIQUE
Agrafe ronde



AGRAFE DST SERIES™
Agrafe rectangulaire

AGRAFEUSE EEA™ À TECHNOLOGIE DST SERIES™ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Description du produit	Code couleur	Hauteur ouverte des agrafes
EEA21	EEA™ DST Series™ 21 mm agrafeuse à usage unique	● Turquoise	4.8
EEAXL21	EEA™ XL DST Series™ 21 mm agrafeuse à usage unique	● Turquoise	4.8
EEA2135	EEA™ DST Series™ 21 mm agrafeuse à usage unique w/3,5 mm	● Turquoise	3.5
EEAXL2135	EEA™ XL DST Series™ 21 mm agrafeuse à usage unique w/3,5 mm	● Turquoise	3.5
EEA25	EEA™ DST Series™ 25 mm agrafeuse à usage unique	○ Blanc	4.8
EEAXL25	EEA™ XL DST Series™ 25 mm agrafeuse à usage unique	○ Blanc	4.8
EEA2535	EEA™ DST Series™ 25 mm agrafeuse à usage unique w/3,5 mm	○ Blanc	3.5
EEAXL2535	EEA™ XL DST Series™ 25 mm agrafeuse à usage unique w/3,5 mm	○ Blanc	3.5
EEA28	EEA™ DST Series™ 28 mm agrafeuse à usage unique	● Bleu	4.8
EEAXL28	EEA™ XL DST Series™ 28 mm agrafeuse à usage unique	● Bleu	4.8
EEA2835	EEA™ DST Series™ 28 mm agrafeuse à usage unique w/3,5 mm	● Bleu	3.5
EEAXL2835	EEA™ XL DST Series™ 28 mm agrafeuse à usage unique w/3,5 mm	● Bleu	3.5
EEA31	EEA™ DST Series™ 31 mm agrafeuse à usage unique	● Vert	4.8
EEAXL31	EEA™ XL DST Series™ 31 mm agrafeuse à usage unique	● Vert	4.8
EEA33	EEA™ DST Series™ 33 mm agrafeuse à usage unique	● Jaune	4.8
EEAXL33	EEA™ XL DST Series™ 33 mm agrafeuse à usage unique	● Jaune	4.8
EEAORVIL21A*	EEA™ OrVil™ 21 mm (compatible EEA™ XL DST Series™ uniquement)	● Turquoise	N/A
EEAORVIL25A*	EEA™ OrVil™ 25 mm (compatible EEA™ XL DST Series™ uniquement)	○ Blanc	N/A

*Uniquement compatible avec les agrafeuses EEA™ XL 21 et 25 mm

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CARL1374
© Medtronic, France. Décembre 2017.
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.
Imprimé par RR Donnelley. www.rrdonnelley.com
Réalisation hors system.

www.medtronic.fr
Medtronic France S.A.S
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. +33(0)1 55 38 17 00 | Fax : +33(0)1 55 38 18 00


RCS Nanterre 722 008 232

Medtronic




Agrafeuse EEA™ DST Series™

TECHNOLOGIE DST SERIES™



Medtronic
Further, Together*

LA TECHNOLOGIE DST SERIES™
conçue pour délivrer des agrafes en B majuscule






LE DISPOSITIF ORVIL™ À 3 POSITIONS AUTOMATIQUES SUCCESSIVES

Inclinée pour l'insertion

Perpendiculaire pour la fermeture

Ré-inclinée pour le retrait



ENCLUME PRÉ-INCLINÉE
pour le passage transoesophagien

Système trans-oral Orvil™ 21 mm EEA™ DST Series™