

V-Loc™ PBT Wundverschluss-System



PRODUKTINFORMATIONEN

Struktur	Monofilament mit unidirektionalen Widerhaken
Art des Nahtmaterials	Permanent
Zusammensetzung	Polybutester
Farbe	Blau
Reißfestigkeit	Permanent
Resorptionsprofil	Permanent
Größen	3-0, 2-0, 0, 1
Indikationen	Die nichtresorbierbare V-Loc™ PBT Wundverschlussvorrichtung ist für die Approximation von Weichgewebe indiziert.
Kontraindikationen	Die Verwendung der nichtresorbierbaren V-Loc™ PBT Wundverschlussvorrichtung ist bei Patienten mit bekannten Überempfindlichkeiten oder Allergien gegen darin enthaltene Bestandteile kontraindiziert. Die nichtresorbierbare V-Loc™ PBT Wundverschlussvorrichtung sollte nicht für unterbrochene Nahtmuster verwendet werden. Die nichtresorbierbare V-Loc™ PBT Wundverschlussvorrichtung ist nicht für die Verwendung zum Knüpfen chirurgischer Knoten bestimmt. Die nichtresorbierbare V-Loc™ PBT Wundverschlussvorrichtung sollte nicht für das Abbinden von Gefäßen oder luminalen Strukturen verwendet werden.
Sterilisation	Ethylenoxid
CE - Zeichen	Klasse III der EU Richtlinie 93/42/EEC, Anhang II
Packungsgrößen	12
Haltbarkeit	3 Jahre
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Laut Beipackzettel sollen Nahtmaterialien der Fa. Medtronic bei Raumtemperatur gelagert werden. Im Allgemeinen werden Stabilitätsstudien kurzfristig durchgeführt Exposition bei 50 Grad (38 Wochen) oder bei 54,4 Grad (32 Wochen) nur zu Testzwecken für eine beschleunigte Alterung. Diese Zustand ist nicht für Lagerzwecke bestimmt. Die Echtzeitprüfung wird bei 22 Grad +/- 10 Grad durchgeführt bei unkontrollierter Luftfeuchtigkeit für die gesamte Haltbarkeit des Materials.

ZUSATZSTOFFE

Phatalat - Frei	✓
PVC - Frei	✓
Bisphenol - Frei	✓
Frei von antimikrobiellen Substanzen	✓
Latex - Frei	✓
Triclosan - Frei*	✓

* Medtronic Nahtmaterial ist zu 100 % Triclosan - Frei.

BESTELLINFORMATIONEN

V-Loc™ PBT Codes können an Codes erkannt werden, die folgendermaßen beginnen: **VLOCN**

TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU NADELN

Für technische Informationen zu unseren Nadeln nutzen Sie bitte das [Technische Datenblatt für chirurgische Nadeln](#)

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens. 19-weu-v-loc-pbt-device-tech-sheet-de-3043761

[medtronic.com/covidien/de](https://www.medtronic.com/covidien/de)

Medtronic
Further, Together